

STRUTTURA TECNICA E TECNOLOGIE


La qualità del nostro servizio non può prescindere oltre che dalla costante preparazione professionale e aggiornamento dei professionisti, anche da un elevato standard qualitativo delle apparecchiature e delle tecnologie impiegate nello studio Medico Odontoiatrico *Vecchi & De Vecchi*.

Per ogni tipologia di attività esercitata nello Studio i macchinari impiegati, oltre che a essere in regola con la normativa vigente, sono assolutamente all'avanguardia e costantemente sottoposti a revisioni e aggiornamenti in modo tale da assicurarne la continua adeguatezza rispetto agli standard di servizio che lo studio si prefigge.

Inoltre, i macchinari e le attrezzature sono sottoposti a un piano di manutenzione ordinario tramite interventi di assistenza con fornitori opportunamente qualificati



AUTOCLAVE STERILIZZAZIONE



IMBUSTATRICE MATERIALE STERILE



VASCA AD ULTRASUONI PER DISINFEZIONE



VASCA DI DECONTAMINAZIONE DISINFEZIONE

IGIENE E SICUREZZA PER I PAZIENTI

L'igiene e la sicurezza per i pazienti sono assicurate con scrupolose attività e procedure di pulizia dello studio e di sterilizzazione di tutte le apparecchiature, attrezzature e dispositivi utilizzati durante gli interventi.

Le responsabilità sono assegnate alle assistenti alla poltrona adeguatamente formate e costantemente istruite nella gestione e nell'utilizzo delle apparecchiature di sterilizzazione.

La pulizia dello Studio tra i diversi pazienti

La pulizia dello studio tra diversi pazienti si svolge tramite rimozione e smaltimento degli attrezzi monouso in appositi contenitori da adibire a smaltimento come rifiuti a cui fa seguito una raccolta di tutte le attrezzature da mandare alla fase di sterilizzazione. Ultimate queste fasi si procede con la pulizia e disinfezione di tutte le superfici dello studio e dei relativi di condotti di aspirazione. Tutte le attività sono svolte dalle operatrici in condizioni di igiene assolute.



La sterilizzazione degli strumenti e delle attrezzature

La sterilizzazione delle attrezzature avviene con modalità diverse a seconda della natura dei materiali. Tutte le attrezzature sono accuratamente disinfettate e sterilizzate tramite l'ausilio di liquidi appositi e tramite il ricorso a cicli in autoclave a diverse temperature. Prima del ciclo in autoclave gli strumenti e le attrezzature sono imbustati e sigillati per consentire il mantenimento delle condizioni di sterilizzazione una volta usciti dal ciclo di autoclave.



La pulizia dello Studio periodica

Oltre alle normali attività di pulizia e sterilizzazione effettuate dopo ogni intervento, lo Studio, in conformità alle direttive emesse dall'ANDI, segue una rigorosa attività di disinfezione, pulizia dei propri locali e attrezzature con diverse frequenze:

- giornaliere
- settimanali
- semestrali

Le procedure di pulizia e disinfezione giornaliere e settimanali sono orientate al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti e delle superfici, le procedure di sanificazione semestrale sono orientate al totale ricambio del microclima interno allo studio e al ristabilimento di condizioni di umidità e di microclima idonee.

Tutte le procedure sono scritte, documentate e aggiornate e costituiscono parte integrante delle nostre metodologie di lavoro nel rispetto della salute dei nostri pazienti.



Per assicurare che le attività relative all'igiene e alla sicurezza dei pazienti siano sempre gestite in modo controllato sono state predisposte in appositi documenti le seguenti istruzioni operative:

- Pulizia Studio nell'intervallo tra diversi pazienti (I.L. 01)
- Sterilizzazione strumenti post intervento (I.L. 02)
- Pulizia / Decontaminazione Studio a fine giornata (I.L. 03)
- Pulizia Studio settimanale (I.L. 04)
- Sanificazione Semestrale obbligatoria di Legge (I.L. 05)
- Gestione rifiuti (I.L. 06)

Inoltre, le Assistenti di Studio dispongono dei dispositivi di protezione atti al mantenimento delle condizioni di igiene e sterilità degli ambienti dove sono eseguite le attività terapeutiche e consistono in:

- Mascherine
- Guanti
- Visiera intercambiabile
- Camici monouso per chirurgia
- Occhiali con lenti protettive per lampada foto polimerizzante
- Guanti antitaglio per lavaggio strumentario